

ECC0001N

Señales de vida...



Placa desechable para electrocauterio, sin cable, neonatal

PRODUCTO	Placa desechable para electrocauterio, sin cable, neonatal
Catálogo	ECC0001N
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Categoría	Electrocirugía
Descripción	Electrodo neutro de dos superficies independientes con gel electroconductor, sin cable, para paciente neonatal.
Aplicaciones	Cerrar el circuito eléctrico del electrocauterio.
Características físicas	Placa bilobulada con gel electroconductor, sin cable, foam color blanco, para paciente neonatal.
Superficie total	61 cm ²
Superficie activa	35.5 cm ²

Estéril	Si
Color	Blanco
Material	Electrodo de aluminio cubierto de una capa adhesiva electroconductiva a base de agua y borde adhesivo de foam no hidrosoluble.
Conector	Universal
Talla de paciente	Neonatal
Libre de látex	Si
Peso por unidad	6 gramos
Empaque	Bolsa metalizada sellada
Dimensiones del empaque	26.4 x 16.2 cm
Unidades por empaque	1
Vida útil	Un solo uso (desechable)
Vigencia	36 meses desde la fecha de fabricación (verificar empaque)

Marca	BMH
Origen	México
Certificaciones	ISO 9001, ISO 13485
COFEPRIS	173300CO320517
EQUIVALENCIAS	
Fabricante	Número de parte
Cuadro básico	
3M	1146
Conmed	425-2801
Covidien > Valleylab > Kendall	E7512
Erbe	20193-071
OBS	OBS1031N
COMPATIBILIDAD	
Modelo	Compatibilidad
Configuración universal	Apto para cualquier cable reusable para electrocirugía
MANTENIMIENTO Y CUIDADOS	
Temperatura de almacenamiento	de -10 a 40 grados
Almacenamiento	En un lugar fresco, seco y limpio. Evitar exposición directa al sol por periodos prolongados.

PRECAUCIONES	
• Asegurarse de que la placa se encuentra adherida de manera homogénea al paciente. • No reutilizar el producto. • No utilizar si el empaque presenta aperturas o daños. • Evitar colocar el electrodo en zonas con hueso, con cicatriz, que cubren un implante o mucho tejido adiposo.	
DATOS DEL FABRICANTE	
Empresa	BMH Intenacional, S.A. de C.V.
Dirección	Av. Ignacio Morones Prieto No. 1500, Nuevas Colonias, Monterrey, NL 64710
País	México
Página WEB	https://bmh.lat/
Correo	info@bmh.lat
INFORMACIÓN DE CONTACTO	
Empresa	Aztec Medic S.A. de C.V.
Dirección	Martin Carrera 301, Regina, Monterrey, N.L., 64290
Teléfono	81 8536-3300
Correo	info@aztecmedic.com