

# ECC0002N

Señales de vida...



## Placa desechable para electrocauterio, con cable REM, neonatal

|                                  |                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUCTO</b>                  | Placa desechable para electrocauterio, con cable REM, neonatal                                                                           |
| <b>Catálogo</b>                  | ECC0002N                                                                                                                                 |
| <b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b> |                                                                                                                                          |
| <b>Categoría</b>                 | Electrocirugía                                                                                                                           |
| <b>Descripción</b>               | Electrodo neutro de dos superficies independientes con gel electroconductor, cable de 3 metros con conector REM, para paciente neonatal. |
| <b>Aplicaciones</b>              | Cerrar el circuito eléctrico del electrocauterio.                                                                                        |
| <b>Características físicas</b>   | Placa bilobulada con gel electroconductor, cable de 3 metros con conector REM, foam color blanco, para paciente neonatal.                |
| <b>Superficie total</b>          | 60 cm <sup>2</sup>                                                                                                                       |
| <b>Superficie activa</b>         | 35.5 cm <sup>2</sup>                                                                                                                     |

|                                |                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estéril</b>                 | Si                                                                                                                             |
| <b>Color de la placa</b>       | Blanco                                                                                                                         |
| <b>Color del cable</b>         | Azul                                                                                                                           |
| <b>Longitud del cable</b>      | 3 m                                                                                                                            |
| <b>Material</b>                | Electrodo de aluminio cubierto de una capa adhesiva electroconductiva a base de agua y borde adhesivo de foam no hidrosoluble. |
| <b>Conector</b>                | REM                                                                                                                            |
| <b>Talla de paciente</b>       | Neonatal ≤ 5 kg                                                                                                                |
| <b>Libre de látex</b>          | Si                                                                                                                             |
| <b>Peso por unidad</b>         | 54 gramos                                                                                                                      |
| <b>Empaque</b>                 | Bolsa metalizada sellada                                                                                                       |
| <b>Dimensiones del empaque</b> | 26.4 x 16.2 cm                                                                                                                 |
| <b>Unidades por empaque</b>    | 1                                                                                                                              |
| <b>Vida útil</b>               | Un solo uso (desechable)                                                                                                       |
| <b>Vigencia</b>                | 36 meses desde la fecha de fabricación (verificar empaque)                                                                     |

|                                                     |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Marca</b>                                        | BMH                                                                                                    |
| <b>Origen</b>                                       | México                                                                                                 |
| <b>Certificaciones</b>                              | ISO 9001,<br>ISO 13485                                                                                 |
| <b>COFEPRIS</b>                                     | 173300CO320517                                                                                         |
| <b>EQUIVALENCIAS</b>                                |                                                                                                        |
| <b>Fabricante</b>                                   | <b>Número de parte</b>                                                                                 |
| <b>Cuadro básico</b>                                |                                                                                                        |
| <b>3M</b>                                           | 1146                                                                                                   |
| <b>Conmed</b>                                       | 410-2000                                                                                               |
| <b>Covidien &gt;<br/>Valleylab &gt;<br/>Kendall</b> | E7512                                                                                                  |
| <b>Erbe</b>                                         | 20193-075                                                                                              |
| <b>OBS</b>                                          | 1031 NC                                                                                                |
| <b>COMPATIBILIDAD</b>                               |                                                                                                        |
| <b>Fabricante</b>                                   | <b>Modelo</b>                                                                                          |
| <b>Aesculap</b>                                     | Nelson                                                                                                 |
| <b>Conmed</b>                                       | Modelos System, modelos<br>Sabre, Excalibur Plus                                                       |
| <b>Covidien &gt;<br/>Valleylab</b>                  | Modelos Force, LigaSure                                                                                |
| <b>Erbe</b>                                         | ICC 200, ICC 350, VIO 100C,<br>VIO 300S, VIO 300D, VIO 3                                               |
| <b>OBS</b>                                          | OBS-100, OBS-100C                                                                                      |
| <b>MANTENIMIENTO Y CUIDADOS</b>                     |                                                                                                        |
| <b>Temperatura de<br/>almacenamiento</b>            | de -10 a 40 grados                                                                                     |
| <b>Almacenamiento</b>                               | En un lugar fresco, seco y<br>limpio. Evitar exposición<br>directa al sol por periodos<br>prolongados. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRECAUCIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegurarse de que la placa se encuentra adherida de manera homogenea al paciente.</li> <li>• No reutilizar el producto.</li> <li>• No utilizar si el empaque presenta aperturas o daños.</li> <li>• Evitar colocar el electrodo en zonas con hueso, con cicatriz, que cubren un implante o mucho tejido adiposo.</li> </ul> |                                                                                 |
| <b>DATOS DEL FABRICANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |
| <b>Empresa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BMH Intenacional, S.A. de C.V.                                                  |
| <b>Dirección</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Av. Ignacio Morones Prieto No. 1500,<br>Nuevas Colonias, Monterrey,<br>NL 64710 |
| <b>País</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | México                                                                          |
| <b>Pagina WEB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="https://bmh.lat/">https://bmh.lat/</a>                                 |
| <b>Correo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <a href="mailto:info@bmh.lat">info@bmh.lat</a>                                  |
| <b>INFORMACIÓN DE CONTACTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| <b>Empresa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aztec Medic S.A. de C.V.                                                        |
| <b>Dirección</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Martin Carrera 301, Regina,<br>Monterrey, N.L., 64290                           |
| <b>Teléfono</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 81 8536-3300                                                                    |
| <b>Correo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <a href="mailto:info@aztecmedic.com">info@aztecmedic.com</a>                    |